

**Prüfung, Wartung und Sicherheitstechnische  
Kontrolle (STK) für Ihren Defibrillator!  
Stellen Sie sicher, dass Ihr AED Gerät im  
Notfall einsatzbereit ist.**



Sie haben vor einiger Zeit einen Defibrillator gekauft, und möchten sicherstellen, dass dieser im Notfall funktioniert?

Wir führen eine STK (Sicherheitstechnische Kontrolle) nach MPBetreibV (Medizinproduktebetriebsverordnung) für Defibrillatoren verschiedener Hersteller durch, damit Ihr Defibrillator im Notfall den lebensrettenden Impuls geben kann. An einem automatisierten externen Defibrillator (AED) ist spätestens nach 2 Jahren eine STK durchzuführen. Eine Ausnahme gibt es für Geräte, die im "öffentlichen Raum" platziert und für die Anwendung von Laien vorgesehen sind. Hier entfällt die STK- Pflicht.

Umfang unserer STK-Prüfschritte

- Reinigung und Desinfektion des Gerätes
- Sichtprüfung auf mechanische Beschädigung und Vollständigkeit
- Funktionsprüfung
- Messung der Energieabgabe und Ladezeiten
- Prüfung der Sicherheitsabfrage und Analysefunktion
- Prüfung der Haltbarkeit und ggfls. Austausch der Verfall/Verbrauchskomponenten
- Erstellung des Prüfprotokolls

75€ zzgl. MwSt. ohne Anfahrt und Kosten für Ersatzteile

